



**CASTELLINI**



Стоматологическая установка

# SKEMA 6






# CASTELLINI

# SKEMA 6



## Инновационная технология



Оснащена всеми последними разработками и достижениями научно-технического прогресса для обеспечения максимально удобной и эффективной работы.  
 Позволяет вести терапевтический, эндодонтический, хирургический и имплантологический прием.  
 Пантографическое плечо с пневматической фиксацией блока врача в рабочем положении.  
 Быстрая система автодиагностики при включении установки.  
 Система антисасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов водой каждого инструмента.

**Неограниченные возможности индивидуализации настроек для удобства работы.**

### Комплектация:

- Дисплей Full touch 7" (емкостный мультитач-дисплей,
- управление всеми функциями стоматологической установки,
- USB - вход,
- Библиотека файлов для режима ENDO)

### На блоке врача:

- 6-ти функциональный пистолет вода/воздух
- Турбинные шланги Midwest с ф/о - 2
- Микромотор электрический Implanter LED (с ф/о)
- Скалер с ф/о Piezolith 6

### На блоке ассистента:

- Пылесос
- Слюноотсос
- 3-х функциональный пистолет вода/воздух на модуле ассистента
- Панель управления оснащена кнопками:
  - вкл/выкл светильника
  - подачи воды в стакан пациента и омыва плевательницы
  - управления движениями кресла
  - автоматического возврата кресла в положение для полоскания
  - возврата кресла в «нулевое» положение
  - управления системами дезинфекции при их наличии



### Кресло пациента:

- Левый и правый подлокотники
- Пневматический подголовник с 3-ой артикуляцией
- Аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием
- Грузоподъемность до 190 кг




### Светильник светодиодный Venus LED MCT:

- Яркость освещения: 50 000 люкс
- Система гибкого позиционирования по трем осям
- Цветовая температура 5 000° K
- Композитный режим
- Автоклавируемые ручки



### Дополнительно:

- Педаль Lateral Slide
- Держатель монитора
- Провода мультимедиа для подключения монитора
- Стул врача Castellini модель C7
- Стул ассистента Castellini модель C8



### Гидроблок:



Система автоматического наполнения стакана и омыва плевательницы



Подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса



SSS (система автономной подачи воды, оснащена звуковым сигналом критического уровня)



Autosteril (автоматическая дезинфекция внутренних шлангов)

### Цвета стандартной обивки



102	Atlantic blue	106	Mediterranean blue
113	Pacific blue	136	Indian blue
103	Nevada yellow	101	Caribbean green
123	Polynesian green	137	Bright silver
135	Venetian red	115	Scottish salmon
121	Anthracite grey	130	Graphite black
132	Blueberry violet	134	Japanese wisteria